

Мебель серии ЛАБ МЕТ

Серия ЛАБ МЕТ это новый модельный ряд экономичной цельнометаллической мебели

Вытяжные шкафы
Шкаф для нагревательного оборудования
Столы лабораторные без стеллажей
Столы для титрования
Столы пристенные
Столы островные
Столы-мойки
Тумбы подкатные
Шкафы лабораторные

Основные особенности изделий ЛАБ МЕТ:

- Корпуса шкафов и тумб изготавливаются из листовой стали, окрашенной порошковой краской
- Стеллажи столов выполняются из профилированной листовой стали, окрашенной порошковой краской
- Стойки к столам выполняются из специального алюминиевого профиля
- Сборно-разборные основания из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской с шагреновой фактурой



Вытяжные шкафы

| Модель | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Рабочее пространство, мм |
|-------------------|-----------|-------------|------------|--------------------------|
| ЛАБ-1200 ШВ МЕТ* | 1200 | 740 | 2100 | 1130x600x1090 |
| ЛАБ-1500 ШВ МЕТ* | 1500 | 740 | 2100 | 1430x600x1090 |
| ЛАБ-1200 ШВОТ МЕТ | 1200 | 740 | 2100 | 1130x600x1090 |
| ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ | 1500 | 740 | 2100 | 1430x600x1090 |



ЛАБ-1200 ШВ МЕТ



ЛАБ-1500 ШВОТ МЕТ

Стандартная комплектация:

- Рабочая поверхность – керамическая плитка
- Корпус – листовая сталь, окрашенная порошковой краской
- Фланец диаметром 200мм для присоединения к вытяжной вентиляции
- Полипропиленовая сливная раковина
- Патрубок холодной воды с дистанционным регулятором (вентилем) на передней панели шкафа
- Два зависимых подъемных экрана из закаленного стекла
- Защищенный светильник под лампу накаливания 40-60 Вт, 2 розетки (IP20 1,5кВт),
- Выключатель на передней панели
- Автомат отключения питания 16А

* Возможна комплектация низкими подкатными тумбами (см. стр. 20)

Шкаф для нагревательного оборудования

| Модель | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Рабочее пространство, мм |
|------------------|-----------|-------------|------------|--------------------------|
| ЛАБ-1200 ШВп МЕТ | 1260 | 830 | 2030 | 1200x800x1100 |



ЛАБ-1200 ШВп МЕТ

Стандартная комплектация:

- Столешница – керамическая плитка
- Корпус – листовая сталь, окрашенная порошковой краской
- Фланец диаметром 100мм для присоединения к вытяжной вентиляции
- Подъемный экран отсутствует
- Освещение отсутствует
- 2 розетки (IP20 1,5кВт)
- Автомат отключения питания 16А

Стол лабораторные без стеллажей

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ НИЗКИЙ

| Модель | Рабочая поверхность | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-1200 ЛТн МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1200 | 600 | 760 |
| ЛАБ-1500 ЛТн МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1500 | 600 | 760 |
| ЛАБ-1200 ЛКн МЕТ | Керамическая плитка | 1200 | 600 | 760 |
| ЛАБ-1500 ЛКн МЕТ | Керамическая плитка | 1500 | 600 | 760 |
| ЛАБ-1200 ЛЛн МЕТ | Ламинат | 1200 | 600 | 760 |
| ЛАБ-1500 ЛЛн МЕТ | Ламинат | 1500 | 600 | 760 |



ЛАБ-1200 ЛТн МЕТ



ЛАБ-1200 ЛКн МЕТ



ЛАБ-1500 ЛКн МЕТ



ЛАБ-1500 ЛЛн МЕТ

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫСОКИЙ

| Модель | Рабочая поверхность | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-1200 ЛТв МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1200 | 600 | 900 |
| ЛАБ-1500 ЛТв МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1500 | 600 | 900 |
| ЛАБ-1200 ЛКв МЕТ | Керамическая плитка | 1200 | 600 | 900 |
| ЛАБ-1500 ЛКв МЕТ | Керамическая плитка | 1500 | 600 | 900 |
| ЛАБ-1200 ЛЛв МЕТ | Ламинат | 1200 | 600 | 900 |
| ЛАБ-1500 ЛЛв МЕТ | Ламинат | 1500 | 600 | 900 |



ЛАБ-1200 ЛТв МЕТ



ЛАБ-1200 ЛКв МЕТ



ЛАБ-1500 ЛКв МЕТ



ЛАБ-1500 ЛЛв МЕТ

Стол для титрования

| Модель | Рабочая поверхность | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|-----------------|----------------------|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-1200 ТТ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1200 | 600 | 900 (1800) |
| ЛАБ-1600 ТТ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1600 | 600 | 900 (1800) |
| ЛАБ-1200 ТК МЕТ | Керамическая плитка* | 1200 | 600 | 900 (1800) |
| ЛАБ-1600 ТК МЕТ | Керамическая плитка* | 1600 | 600 | 900 (1800) |
| ЛАБ-1200 ТЛ МЕТ | Ламинат | 1200 | 600 | 900 (1800) |
| ЛАБ-1600 ТЛ МЕТ | Ламинат | 1600 | 600 | 900 (1800) |



ЛАБ-1200 ТТ МЕТ



ЛАБ-1600 ТК МЕТ



ЛАБ-1600 ТЛ МЕТ

Стандартная комплектация стеллажа:

- стойки из алюминиевого профиля;
- верхняя панель – профилированная листовая сталь, окрашенная порошковой краской;
- освещение;
- розетки (IP20, 1,5 кВт);
- штативные стойки.

Дополнительно можно заказать держатели для крепления бюреток.

* Поверхность непосредственно под стеллажом – TRESPA Athlon 8 мм

Столы пристенные

ПРИСТЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

| Модель | Рабочая поверхность | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|-----------------|----------------------|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-1200 ПТ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ПТ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1500 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1200 ПК МЕТ | Керамическая плитка* | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ПК МЕТ | Керамическая плитка* | 1500 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1200 ПЛ МЕТ | Ламинат | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ПЛ МЕТ | Ламинат | 1500 | 800 | 900 (1500) |



ЛАБ-1200 ПТ МЕТ



ЛАБ-1500 ПК МЕТ



ЛАБ-1500 ПЛ МЕТ

ПРИСТЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

| Модель | Рабочая поверхность | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-1200 ПТМ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ПТМ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1500 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1200 ПКМ МЕТ | Керамическая плитка | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ПКМ МЕТ | Керамическая плитка | 1500 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1200 ПЛМ МЕТ | Ламинат | 1200 | 800 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ПЛМ МЕТ | Ламинат | 1500 | 800 | 900 (1500) |



ЛАБ-1200 ПТМ МЕТ



ЛАБ-1500 ПКМ МЕТ



ЛАБ-1500 ПЛМ МЕТ

Все столы укомплектованы стеллажом.

Стандартная комплектация стеллажа:

- стойки из алюминиевого профиля;
- верхняя панель – профилированная листовая сталь, окрашенная порошковой краской;
- одна съемная полка – полипропилен 4 мм в раме из алюминиевого профиля;
- освещение;
- розетки (IP20 1,5 кВт).

Стол комплектуется полипропиленовой раковиной, лабораторным краном для воды.

* Поверхность непосредственно под стеллажом – TRESPA Athlon 8 мм

Столы островные

ОСТРОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

| Модель | Рабочая поверхность | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|-----------------|----------------------|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-1200 ОТ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1200 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ОТ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1500 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1200 ОК МЕТ | Керамическая плитка* | 1200 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ОК МЕТ | Керамическая плитка* | 1500 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1200 ОЛ МЕТ | Ламинат | 1200 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ОЛ МЕТ | Ламинат | 1500 | 1400 | 900 (1500) |



ЛАБ-1200 ОТ МЕТ



ЛАБ-1500 ОК МЕТ



ЛАБ-1500 ОЛ МЕТ

ОСТРОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СТОЛЫ


| Модель | Рабочая поверхность | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|------------------|----------------------|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-1200 ОТМ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1200 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ОТМ МЕТ | TRESPA TOP LAB | 1500 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1200 ОКМ МЕТ | Керамическая плитка* | 1200 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ОКМ МЕТ | Керамическая плитка* | 1500 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1200 ОЛМ МЕТ | Ламинат | 1200 | 1400 | 900 (1500) |
| ЛАБ-1500 ОЛМ МЕТ | Ламинат | 1500 | 1400 | 900 (1500) |



ЛАБ-1200 ОТМ МЕТ



ЛАБ-1500 ОКМ МЕТ



ЛАБ-1500 ОЛМ МЕТ

Все столы укомплектованы стеллажом.

Стандартная комплектация стеллажа:

- стойки из алюминиевого профиля;
- верхняя панель – профилированная листовая сталь, окрашенная порошковой краской;
- одна съемная полка – полипропилен 4 мм в раме из алюминиевого профиля;
- освещение;
- розетки (IP20 1,5 кВт).

Стол комплектуется полипропиленовой раковиной, лабораторным краном для воды.

* Поверхность непосредственно под стеллажом – TRESPA Athlon 8 мм

Стол-мойки

Корпус и фасады тумбы – профилированная листовая сталь, окрашенная порошковой краской. В комплект поставки входит: смеситель бытовой, комплект для подвода/слива воды

| Модель | Материал чаши и столешницы | Размер чаши | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-800 МО МЕТ | нерж. сталь | 340x400x150 | 800 | 600 | 900 |
| ЛАБ-800 МД МЕТ | нерж. сталь | 340x400x150 | 800 | 600 | 900 |
| ЛАБ-800 МОП МЕТ | полипропилен | 400x400x300 | 800 | 600 | 900 |
| ЛАБ-1200 МОП МЕТ | полипропилен | 400x400x300 | 1200 | 600 | 900 |
| ЛАБ-1400 МОП МЕТ | полипропилен | 400x400x300 | 1400 | 600 | 900 |



Тумбы подкатные

Корпус и фасады – профилированная листовая сталь, окрашенная порошковой краской. Роликовые опоры высотой 60 мм

| Модель | Особенности | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|------------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-600 ТНД МЕТ | с дверкой | 600 | 500 | 680 |
| ЛАБ-600 ТНЯ МЕТ | с 3 ящиками | 600 | 500 | 680 |
| ЛАБ-1000 ТНД МЕТ | с 2 дверками | 1000 | 500 | 680 |
| ЛАБ-1300 ТНД МЕТ | с 3 дверками | 1300 | 500 | 680 |
| ЛАБ-600 ТВД МЕТ | с дверкой | 600 | 500 | 830 |
| ЛАБ-600 ТВЯ МЕТ | с 3 ящиками | 600 | 500 | 830 |



Шкафы лабораторные

Корпус и фасады – профилированная листовая сталь, окрашенная порошковой краской.

| Модель | Особенности | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
|-----------------------|---|-----------|-------------|------------|
| ЛАБ-600 ШО МЕТ | Одно отделение, полка д/головных уборов, выдвижная штанга д/вешалок, замок | 600 | 500 | 1940 |
| ЛАБ-600 ШР МЕТ | Два отделения, 3 встроенные полки (1 в верхнем отделении, 2 – в нижнем), без замков, фланец d100мм | 600 | 500 | 1940 |
| ЛАБ-600 ШД МЕТ | Два отделения: верхнее отделение – фасад из стекла тонированного в раме из алюминиевого профиля, нижнее отделение – фасад профилированная листовая сталь, окрашенная порошковой краской, 3 встроенные полки (1 в верхнем отделении, 2 – в нижнем), без замков | 600 | 500 | 1940 |
| ЛАБ-600 ШП МЕТ | Два отделения, фасады – стекло тонированное в раме из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, 3 встроенные полки (1 в верхнем отделении, 2 – в нижнем), без замков | 600 | 500 | 1940 |
| ЛАБ-600 ШБ МЕТ | Одно отделение, фасад – профилированная листовая сталь, окрашенная порошковой краской, 1 отделение, цепи д/фиксации баллонов, технологические отверстия d50мм д/вывода газовой магистрали, коврик из пористой резины | 600 | 420 | 1600 |



ЛАБ-600 ШО МЕТ



ЛАБ-600 ШР МЕТ



ЛАБ-600 ШД МЕТ



ЛАБ-600 ШП МЕТ



ЛАБ-600 ШБ МЕТ



ЗАО «ЛОИП»

Лабораторное Оборудование
и Приборы

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Санкт-Петербург

193230, Санкт-Петербург,
пер. Челиева, 12

Отдел продаж:
(812) 325-28-36

Оптовый отдел:
(812) 336-22-95

Факс:
(812) 325-28-24

E-mail:
info@loip.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Москва

123298, г. Москва,
ул. 3-я Хорошевская,
д. 18, корп. 2

Тел./факс:
(495) 940-6719
(495) 940-6720
(495) 940-6721
(495) 940-6722
(495) 940-6724

E-mail:
moscow@loip.ru

Адрес склада:
3-я Хорошевская ул.,
д.18, корп. 2.

Краснодар

350018, г. Краснодар,
ул. Сормовская, 7/13,
литер Е5, комната 6.

Тел./факс:
(861) 210-19-77
(861) 200-06-91

E-mail:
krasnodar@loip.ru

Уфа

450106, г. Уфа,
ул. С.Перовской,
д.52/2, оф. 4-24

Тел./факс:
(347) 279-8657
(347) 279-8142
(347) 293-6716

E-mail:
ufa@loip.ru