

## Базовая комплектация

Длина шкафа, мм	900	1200	1500	1800
Полезная внутренняя длина в боксе, мм	870	1170	1470	1770
Глубина 1 / Полезная внутренняя глубина, мм	750/600	750/600	750/600	750/600
Глубина 2 / Полезная внутренняя глубина, мм	850/700	850/700	850/700	850/700
Высота, мм	2250	2250	2250	2250
Светильник люминесцентный IP65, Вт	18	18	18	36
Брызгозащищенные розетки 1,5 кВт /230V	2	2	2	2
Автомат аварийного отключения электропитания 16 А/230V	1	1	1	1
Заглушенное отверстие для кабельных вводов на задней правой стойке	1	1	1	1